



自闭与多动障碍干预系统
AHDI V2.1



简介

自闭与多动障碍干预系统是针对儿童的注意力缺陷、语言发育迟、语言沟通障碍、情绪行为障碍等问题进行实时干预的现代化康复设备。整合脑神经系统的运动，影响其思考方式及行为方式。



特点：


- ✚ 听觉、视觉、动作相互结合的综合干预模式，多通道全方位刺激性训练模式，干预效果显著，全身心的感官干预体验。
- ✚ 具有视听唤醒、情绪调节、行为干预、早期语言沟通训练等多种功能。
- ✚ 采用随机生成的干预模式，提供持续不重复的干预信息，保证长时间连续干预的效果。



- 诱导特定行为在今后是否重复发生，有助于患者对行为进行理解和选择，强化干预效果。
- 多重手段，交叉干预、循序渐进、逐步显效。



干预游戏，猫抓老鼠



干预游戏，拼图



干预视频：为什么要打针

标准配置：

序号	名称	数量
1	COGNI 软件系统安装光盘及硬件加密狗	1 套
2	COGNI 专用电脑主机	1 台
3	22 英寸治疗师专用显示屏	1 台
4	22 英寸患者专用触控显示屏	1 台
5	广播级音频回放设备	1 套
6	患者专用监控摄像头	1 个
7	彩色喷墨打印机	1 台
8	简体中文说明书	1 本



适合病症：

儿童及成人：情绪障碍，行为障碍，感知觉障碍，语音沟通障碍，注意力缺陷，心理障碍，自闭症，多动症，听觉障碍，言语障碍，语音发育迟缓，综合交往缺陷，唐氏综合症，脑性瘫痪等。



美国COGNI中国总代理

 广州三康科技有限公司

电话：020-38699030 传真：020-38699085